

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گروه بیوتکنولوژی

تهیه کننده دکتر بهرام کاظمی

۲۶- نشان دار کردن اسید های نوکلئیک

مقدمه: نشاندار کردن اسید های نوکلئیک تحول بزرگی در بیولوژی مولکولی ایجاد نمود. این تکنیک برای تایید کارهای مولکولی و همچنین غربالگری کلنی های باکتری حاوی پلاسمید نوترکیب (هیبریداسیون) استفاده میشود. انشا... در این کارگاه با روشهای نشاندار کردن اسید های نوکلئیک بصورت عملی آشنا خواهیم شد و روش هیبریدیزاسیون را عملاً انجام میدهیم. در اینجا مختصری از کارهایی که انجام خواهد شد توضیح داده میشود.

روشهای نشاندار کردن آنزیماتیک DNA :

Random - Primed Labeling

Nick Translation

سنتز پروب بکمک PCR.

در روش Nick translation نوکلئوئیدهای نشاندار نشده با نوکلئوئیدهای نشاندار شده تعویض میشوند (سنتز جابجایی). در روش دیگر به سنتز DNA جدید منجر میشود (Net synthesis).

در هیبریدیزاسیون علاوه بر استفاده از پروب های نشاندار شده با رادیوایزوتوپها از گروههای تغییر یافته غیر رادیواکتیو مانند بیوتین یا دیگوکسی ژنین نیز استفاده میشود. این روش در سال ۱۹۸۴ و ۱۹۸۳ توسط Feinberg و Vogelstein ابداع گردید. نشاندار کردن توسط آنزیم klenow انجام میشود که قطعه بزرگ DNA پلیمراز I اشرشیاکلی میباشد. Klenow فاقد فعالیت اگزونوکلازی 3' @ 5' میباشد ولی برعکس دارای فعالیت اگزونوکلازی 3' @ 5' میباشد.

برای نشاندار کردن با روش Random - Priming اول DNA دو رشته‌ای (خطی) توسط حرارت دناتور شده و سپس روی یخ سرد میشود تا مانع رناتوراسیون DNA شده و بصورت زنجیره های تک رشته‌ای باقی بماند. Supercoiled DNA مقدار کمتری نشاندار میشود چون Reannealing رشته هاسریعتر انجام میشود. بنا براین مولکولهای DNA جلقوی باید قبل از نشاندار شدن بصورت خطی درآمده باشند تا عمل Labeling به مقدار زیاد انجام گیرد.

از قطعات کوچک DNA هگزا نوکلئوتیدی با توالیهای متفاوت به عنوان پرایمر (آغازگر) برای سنتز DNA بکمک یک آنزیم DNA پلیمراز استفاده میشود. مخلوط هگزانوکلئوتیدها به روش تصادفی - اتفاقی به DNA دناتور شده هدف Anneal میشوند. این الیگونوکلئوتیدها در واکنش پلیمراز بعدی به عنوان primer عمل میکنند. سنتز پروب با اضافه کردن آنزیم پلیمراز klenow و چهار دزوکسی نوکلئوتید تری فسفات (که حداقل یکی از آنها [dUTP] با هاپتن نشاندار شده است) شروع میشود. چون پرایمرها خاصیت تصادفی - اتفاقی دارند میتوانند به همه ترادف های هدف اتصال یابند. در اثنای سنتز به روش Random - primed هر دو

زنجیره DNA (رشته‌های مکمل DNA هدف) بعد از دناتوراسیون به عنوان الگو عمل میکنند. غلظت زیاد پرایمر مانع Reannealing دورشته الگو با یکدیگر میشود.

در این روش به علت عمل پرایمرهای کوتاه معمولاً رشته DNA نشاندار کوتاهتر از DNA الگو می باشد. چون هر دو رشته DNA اصلی به عنوان Template عمل میکنند رشته های پروب نشاندار نیز تا اندازه‌ای مکمل یکدیگر هستند، بطوری که قبل از هیبریدیزاسیون لازم است دناتوره شوند.

از روش Random - primed برای نشاندار کردن قطعات DNA به مقدار چند نانوگرم تا چندین میکروگرم استفاده میشود. نشاندار شدن بعد از ۳۰-۶۰ دقیقه به حداکثر میرسد و هنگام انکوباسیون طولانی ورود ماده نشاندار به رشته ثابت است. حساسیت هاپتن‌هایی مانند بیوتین و Digoxigenin از طریق Random priming تا ۱۰۰ فمتوگرم DNA میباشد.

۲۸ - Nick translation

این روش اولین بار برای نشاندار کردن پروب با دی‌ایزوتوپ توسط Rigny در سال ۱۹۷۷ ابداع گردید. در این روش عمل دو آنزیم DNase I و DNA polymerase I اثر شیاکلی روی DNA دو رشته‌ای همزمان انجام میگیرد. DNase I یک اندونوکلیاز اختصاصی هیدرولیز کننده باند های فسفودی استر رشته های DNA میباشد. این عمل منجر به ایجاد الیگونوکلیوتیدهای کوتاه حاوی ۵ فسفات میشود. عمل آنزیم روی هر رشته DNA مستقیماً و در حضور یون Mg^{2+} انجام میگیرد و شکافهایی در DNA یک رشته‌ای بوجود می‌آورد که تعداد آنها به غلظت DNase I در مخلوط انکوباسیون بستگی دارد.

این عمل با غلظت پایین Dnase I هم انجام میشود . در این شرایط فقط تعداد کمی Nick در هر زنجیر DNA به وجود میآید. آنزیم Polymerase I DNA دارای سه فعالیت کاتالیتیک مستقل یعنی پلیمرازی $3'$ ، $5'$ ، و آنزیم حذف دزوکسی نوکلئوتیدها از انتهای $5'$ فسفات میشود، با فعالیت نوکلئازی $3'$ آن، آنزیم مذکور بطور همزمان نوکلئوتیدتری فسفاتها را به انتهای $3'$ -OH آزاد شکاف (Nick) اضافه میکند. اگر دزوکسی نوکلئوتید تری فسفات های همراه دزوکسی نوکلئوتیدتری فسفاتهای تغییر یافته با هاپتن در مخلوط واکنش باشند در اثنای واکنش پلیمریزاسیون هاپتن وارد زنجیره میشود. چون عمل DNA Polymerase I وابسته به DNA الگو است ترادف نوکلئوتیدی هنگام Nick translation بدون تغییر باقی میماند.

۲۹- نشاندار کردن DNA توسط PCR

PCR یک روش توانمند برای سنتز پروبهای DNA (DNA بدون وکتور) می باشد این روش در سال ۱۹۸۴ توسط مولیس ابداع گردید و برای کارهایی مانند تکثیر، Cloning، Sequencing و سنتز پروب بکار گرفته شد. در این روش دو پرایمر حاوی دزوکسی نوکلئوتیدتری فسفاتهای نشاندار شده در پلیمریزاسیون DNA شرکت میکنند. PCR توسط یک DNA پلیمراز گرمادوست مانند Taq انجام میشود. واکنش Amplification در ۳۰ سیکل حرارتی در سه مرحله دناتوراسیون، Annealing و Extenssion انجام میگردد.

DNA دو رشته‌ای محلول تحت تاثیر حرارت دناتوره میشود. اگر حرارت در حد T_m مولکول DNA باشد دناتوراسیون برگشت ناپذیر است یعنی رشته‌های DNA در محیط سرما جدا از یکدیگر باقی میمانند. T_m یک مولکول DNA دو رشته‌ای ایستایی DNA در حرارت می‌باشد (Function of the Thermal Stability). در یک DNA همولوگ این پدیده انعکاس نسبت با زها یعنی محتوای G+C موجود در DNA میباشد. C و G با سه اتصال هیدروژنی بهم متصل میشوند در حالیکه T و A با دو اتصال بهم مربوط میشوند. T_m مولکول DNA تحت تاثیر قدرت یونی محیط (با افزایش یونها T_m بالا میرود)، حضور یونها (Mg^{+})، پلی ساکاریدها، پرتئین و حلال‌های آلی (Formamide) قرار میگیرد.

رشته‌های DNA دو رشته‌ای دناتوره شده در حرارت کمتر از T_m خودبخود بهم چسبیده و نهایتاً با DNA مکمل خود یک هیبرید پایدار تشکیل میدهند بنا بر این واکنش از کینتیک ثانوی (Second-Order Kinetics) تبعیت میکند. هیبریدیزاسیون نیز شبیه T_m تحت تاثیر فاکتورهایی مانند قدرت یونی و حلال‌های آلی قرار میگیرد. اصطلاح Stringency در این مورد مفهوم مهمی است اما همه این فاکتورها (حرارت، غلظت نمک، وجود حلال‌های آلی) را در بر نمیگیرد. در شرایط Stringency پایین (نمک زیاد و حرارت کم) DNA های با شباهت کمتر با همدیگر هیبرید میشوند. در صورتیکه در Stringency بالا (غلظت کم نمک و حرارت بالا) در حضور فرمامید (Hybridization) فقط بین دو DNA با همولوژی با لا اتفاق میافتد. در این شرایط حرارت Hybridization ۲۰-۳۰ درجه پایین تر از t_m (melting temperature) است. برای انجام Hybridization باید DNA هدف را روی یک پشتیبان جامد منتقل نمود تا DNA نشاندار (بصورت محلول) با DNA هدف هیبرید تشکیل دهند. در ساترن بلات DNA یا RNA روی ژل آگارز الکتروفورز میشوند و سپس روی غشای

نیتروسلولزیا نایلونی منتقل میگردند. از مواد پشתיان کننده دیگر مانند سلولز فعال، سفاکریل، پلی استیرن یا بیدهای مگنیتک نیز میتوان استفاده نمود.

پارامترهای Hybridization

پایداری هیبرید:

تشکیل هیبریدهای اسیدنوکلئیک یک پروسه برگشت پذیر است. T_m عبارت است از حرارتی که نصف مولکولهای DNA دوپلکس به تک رشته تبدیل میشوند و تحت تاثیر غلظت نمک کاتیونهای یک ظرفیتی (مول بر لیتر) تعداد نوکلئوتیدهای زنجیره، ترکیب بازها (که با G+C بیان میشود) و غلظت عوامل ناپایدار کننده هلیکس مانند Formamide قرار میگیرد.

کینتیک هیبریدیزاسیون پروبهای تک رشته‌ای (Riboprobe):

میزان تشکیل هیبرید برای پروبهای تک رشته‌ای از **کینتیک اولیه** (First - Order Kinetics) تبعیت میکند زیرا تقریباً همیشه غلظت پروب بیشتر از Target DNA است، بالاترین میزان هیبریدیزاسیون در محلول بصورت تجربی مشخص میشود. درجه T_m در دوپلکس DNA-DNA ۱۵ درجه کمتر از دوپلکس RNA-DNA است.

غلظت کاتیون (M) تاثیر کمتری روی میزان (Constant rate) هیبریدیزاسیون DNA-DNA دارد. میزان هیبریدیزاسیون تحت ثیر قدرت یونی پایین قرار میگیرد. **هیبریدیزاسیون در ۱ M NaCl هفت** برابر بیشتر از ۰,۱۸ M NaCl انجام میگیرد. کاهش غلظت نمک در حد ۰,۰۹ M NaCl تا ۵ برابر میزان

هیبریدیزاسیون را کاهش میدهد. تاثیر نمک روی تشکیل دوپلکس RNA - DNA تا اندازه‌ای با آنچه ذکر شد اختلاف دارد. در $0.1 M NaCl$ تشکیل DNA-RNA همسنگ DNA-DNA (Equivalent است) ولی در $0.1 M NaCl$ میزان تشکیل دوپلکس RNA-DNA دو برابر $0.18 M$ است.

کینیک هیبریدیزاسیون در پروبهای دو رشته‌ای (DNA)

در پروبهای دو رشته‌ای هیبریدیزاسیون از کینیک ثانویه (Second - Order Kinetics) تبعیت میکند. این پروبهای توانند با اسیدهای نوکلئیک ثابت شده روی فیلتر هیبرید شوند و یادر محلول دوباره Renature گردند. در نتیجه هیبریدیزاسیون ۵ برابر آهسته تر از پروبهای تک رشته‌ای انجام میگردد.

پلیمرهای دکستران آنیونی (دکستران سولفات ۵۰۰) یا پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ اتصال دو رشته پروب را در محلول به همدیگر تشدید میکنند. دکستران سولفات محلول را از DNA خارج میکند بنا براین غلظت موثر DNA افزایش مییابد. اثر دکستران سولفات برای پلی نوکلئوئیدهای بیشتر از 250bp مشهودتر است و روی الیگونوکلئوئیدها تاثیری ندارد.

وقتی از پروبهای تک رشته ای استفاده میشود هیبریدیزاسیون تا سه برابر افزایش میابد و وقتی از Nick translated probe استفاده شود تا ۱۰۰ برابر میشود. مولکول‌هایی که از طریق Nick translation نشاندار شده‌اند دکستران سولفات تشکیل شبکه پروب (probe network) یا hyper polymer هار اتسریع نمیکند و تاکید میشود که تشکیل چنین شبکه‌هایی به اندازه پروب بستگی دارد. خاطر نشان میسازد که اگر دکستران سولفات در محیط نباشد background های غیر اختصاصی زیاد میشوند.

روش کار:

Labeling (نشاندار کردن DNA و RNA)

برای نشاندار کردن قطعه DNA (پروب) از کیت Random Primed DNA Labeling شرکت Roch Molecular Biochemicals که با سیستم Digoxigenin (غیر رادیواکتیو) کار میکند استفاده میشود. دیگوکسی ژنین یک هاپتن استروئیدی است که DNA ، RNA و الیگونوکلئوئیدها را جهت Hybridization نشاندار میکند. و ظهور (Detection) آن بصورت کالریمتری انجام میشود. برای نشاندار کردن DNA ، دیگوکسی ژنین از طریق اتصال استری وارد dUTP میشود،

اتصال فوق در برابر قلیا (alkali) ناپایدار بوده و این یک امتیازی است که DIG - ۱۱ - dUTP به آسانی توسط قلیا از رشته مکمل روی Filter (کاغذ نیتروسولوز یا غشا' نایلون) شسته شده و میتوان دوباره از فیلتر برای هیبریدیزاسیون با پروب دیگر استفاده نمود.

- DNA را مدت ۱۰ دقیقه در آب جوش قرار داده دهید تا به strand DNA Single تبدیل شود و بلافاصله آن را روی یخ حاوی نمک منتقل کنید و مواد زیر را به آن اضافه نمایید.

۱. ۲ میکرولیتر از مخلوط هگزانوکلئوئیدها

a. ۲ میکرولیتر مخلوط dNTP

b. آب مقطر تا حجم ۱۹ میکرولیتر

c. ۱ میکرولیتر آنزیم klenow

۲. با دست به ته لوله ضربه بزنید تا مواد داخل لوله مخلوط شوند و مختصری سانتریفوژ کنید (quick spin)

۳. - مدت ۲۴ ساعت (O/N) در ۳۷ درجه قرار دهید.

۴. - واکنش را با EDTA متوقف کرده و برای پرسپیتاسیون LiCl با غلظت نهایی ۰,۵ M به آن اضافه کنید

a. رسوب حاصل را در ۵۰ میکرولیتر بافر TE حل کنید.

۵. - برای کنترل Labeling يك واکنش نیز با DNA کنترل موجود در کیت انجام دهید.

بررسی کمی و کیفی پروب نشاندار شده:

از پروب نشاندار شده رقت سریال (۱/۱۰, ۱/۱۰۰, ۱/۱۰۰۰) تهیه کنید (به هر يك از ویال‌ها ۹ میکرولیتر آب اضافه کرده سپس يك میکرولیتر از پروب به لوله اول اضافه کرده و خوب مخلوط کنید و همینطور يك میکرولیتر از لوله اول به لوله دوم منتقل کنید.....)

با انجام Dot blot روی نایلون یا نیتروسولوز آنها را ظاهر (detect) کنید.

۱. پس از انجام (dot) لکه‌گذاری قبل از اینکه لکه‌ها کاملاً خشک شوند توسط UV Crosslinker) مقدار ۱۲۰۰۰ ژول انرژی آنها را روی غشا ثابت کنید (وقتی DNA در معرض UV قرار گیرد تیمین موجود در آن با گروه‌های آمین روی سطح نایلون cross-link میشوند .

۲. نایلون را مدت ۱۰ دقیقه در بافر I قرار دهید.

۳. غشا را مدت ۱ ساعت در بافر II قرار دهید تا فیلتر block شود (جاهائیکه DNA وجود ندارد توسط BSA پوشیده block)) میشود تا آنتی بادی نتواند روی غشا بچسبد)

۴. غشارا مدت ۲۰ دقیقه در Dig Anti بارقت ۱/۵۰۰۰ قرار دهید.
۵. غشارا چند دفعه با بافر I شستشو داده تا آنتی با دی‌های متصل نشده از روی فیلتر حذف شوند.
۶. غشارا با بافر III شستشو دهید
۷. - لکه‌های روی غشارا با Tetrazolium (NBT Nitro Blue) و (Bromo Chloro Indolyl Phosphate) ظاهر کنید (BCIP)
۸. با مقایسه رنگ لکه‌ها بارنگ لکه DNA کنترل نشاندار شده موجود در کیت مقدار پروب نشاندار شده را محاسبه کنید). هر میکروگرم DNA کنترل حاوی ... نانوگرم DNA نشاندار شده میباشد.

تهیه Riboprobe

ریبوپروب هاز رونویسی اختصاصی یکی از پروموتورهای T3 ، T7 یا SP6 که در نزدیک DNA کلون شده در یک Vector مناسب قرار دارند تهیه میشوند. معمولاً از پلاسمید Bluescript که پروموتورهای T3 و T7 در دو طرف MCS آن قرار دارند استفاده میشود (قطعه پروب باید در پلاسمید Bluescript.sk کلون شده باشد).

برای تهیه Riboprobe پلاسمید نو ترکیب را توسط یک Restriction.Enzyme مناسب برش داده تا بصورت خطی در بیاید و برحسب اینکه قطعه کلون شده در Down stream کدامیک از پروموتورها قرار گرفته باشد پروموتور را توسط RNA polymerase آن فعال کنید تا از قطعه DNA کلون شده در پلاسمید از طریق RUN off Synthesis در لوله آزمایش RNA سنتز شود.

برای تهیه ریبوپروب از کیت (RNA Labeling and Detection Kit) شرکت Roch Molecular Biochemicals استفاده میشود. این کیت از طریق Run Off Synthesis از DNA معینی که در پلاسمید مخصوصی کلون شده است (الگو) RNA سنتز میکند. به ازای هر ۲۵-۲۰ نوکلئوتید یک مولکول Digoxigenin-11-UTP وارد رشته میشود. چون برای سنتز محدودیتی وجود ندارد مقدار زیادی RNA ساخته میشود. در شرایط استاندارد از هر یک میکروگرم DNA در حدود ۱۰ میکروگرم RNA رونویسی میشود. Riboprobe هایی که با این روش سنتز میشوند دارای خواص زیر هستند:

۱. - دارای طول معینی بوده و اختصاصی و تک رشته‌ای می باشند.

۲. شبیه probe DNA ها به یکدیگر متصل نمیشوند.

۳. - اتصال Dig به UTP نسبت به NaOH مقاوم میباشد.

روش کار:

۱. مقدار ۱-۲ میکروگرم DNA را توسط Enzyne Restriction مناسب هضم (digest) کنید.

۲. بعد از اتمام واکنش آن را با extroction P.C.I کرده سپس با الکل رسوب دهید. (هرگز از RNase استفاده نکنید).

۳. مقدار ۲ میکرولیتر NTP به واکنش اضافه کنید.

۴. ۲ میکرولیتر X10 Transcription Buffer به آن اضافه کنید.

۵. - ۱ میکرولیتر ((T3, T7) RNA ploymerase به آن اضافه کنید.

۶. حجم واکنش را با آب مقطر به ۲۰ میکرولیتر برسانید.

۷. مقدار ۱ میکرولیتر RNasin (مهار کننده RNase) به واکنش اضافه کنید تا از فعالیت RNase احتمالی در واکنش جلوگیری کند.

۸. لوله را مختصری سانتریفیوژ (spin quick) نموده و ۱-۲ ساعت در ۳۷ درجه قرار دهید.

۹. واکنش را با EDTA متوقف نموده و برای رسوب دادن RNA از LiCl با غلظت نهائی ۰,۵ M استفاده کنید.

۱۰. بعد از شستشو با الکل ۷۰، رسوب را در ۱۰۰ میکرولیتر DEPC treated water حل کنید.

۱۱. مقدار ۱ میکرولیتر RNasin به آن اضافه کرده و ۳۰ دقیقه در ۳۷ درجه انکوبه کنید.

۱۲. کمیت پروب تولید شده شبیه DNA probe تعیین میشود فقط برای تهیه بافر II از DEPC

treated water استفاده شود

۱۳. از RNA نشاندار شده موجود در کیت برای مقایسه پروبها استفاده کنید.

Hybridization

در این کارگاه برای هیبرید یزاسیون از دو روش Southern blot hybridization و Dot blot hybridization استفاده میکنیم.

روش دات بلات

۱. از DNA (قطعات DNA کلون شده) رقت سریال تهیه کنید و روی Nylon membrane لکه‌گذاری

انجام دهید (Dot blotting).

۲. مدت ۵ دقیقه غشای نایلونی را در محلول Denaturing قرار دهید تا DNA دناتور شود (لازم به ذکر است که نایلون نباید در محلول شناور شود بلکه باید ته ظرف یا سینی یک لایه کاغذ خشک کن قرار داده شود سپس محلول را روی کاغذ ریخته بطوری که فقط کاغذ خیس شود و سپس نایلون را روی آن قرار دهید).

۳. مدت ۵ دقیقه غشا را مانند مرحله قبل در محلول Neutralizing قرار دهید تا غشا خنثی شده و از شکنندگی آن جلوگیری شود.

۴. غشا را روی کاغذ خشک کن قرار داده و هنگامیکه هنوز مرطوب است DNA را با UV Cross Linker روی آن ثابت کنید.

۵. غشا در این مرحله آماده است هم میتوان برای مدتی آن را نگهداری نمود و هم میتوان پروسه Hybridization را دنبال نمود.

روش ساترن بلات

DNA را با آنزیم‌های Restriction مناسب هضم کنید و سپس آن را الکتروفورز نمایید. ظرفیت اتصال اسیدهای نوکلئیک به غشا نایلونی ۵۰۰ میکروگرم در هر سانتیمتر مربع میباشد و برای فیلتر نیتروسلولوز صد میکروگرم در هر سانتیمتر مربع است.

۱. وقتی الکتروفورز انجام شد ژل را با UV مشاهده کرده و برای جلوگیری از اصراف مواد قسمتهایی از ژل را که مورد استفاده نیست حذف کند (ژل را Trim کنید).

۲. گوشه (یکی از گوشه‌ها) ژل را علامت گذاری کرده و سپس ۹۰ دقیقه در حرارت اتاق آن را داخل محلول Denaturing دوران دهید تا DNA دناتور شود (۰,۴ N NaOH) البته DNA های

- سنگین تراز ۱۵ kb را باید با محلول ۰,۲۵ M اسید کلریدریک Depurinate نمود تا بتوانند از ژل روی غشا منتقل شوند (این کار همراه با shaking انجام شود).
۳. واکنش را ۲۰ دقیقه در حرارت اتاق در محلول Neutrizing قرار دهید (همراه با shaking انجام گیرد).
۴. غشا (membrane Nylon) را به اندازه ژل بریده و گوشه آن را مانند ژل علامت گذاری کرده و سپس در آب دیونیزه آن را خیس کنید.
۵. بعد از آماده کردن تا نك انتقال (Transfer Tank) يك قطعه كاغذ صافي روي سيني تا نك قرار دهید.
۶. كاغذ صافي را حتما" با فرتا نك خيس كنيد كه حباب هوا در آن قرار نگیرد .
۷. يك لايه كاغذ واتمن ۳MM روي آن قرار دهید بطوري كه دو سر كاغذ در با فرتا نك قرار گیرد.
۸. ژل را بصورت وارونه (نسبت به موقعي كه الكتروفورز ميشود) روي كاغذ واتمن قرار داده بطوري كه زیر ژل حباب هوا قرار نگیرد.
۹. نایلون آماده شده را روی ژل قرار دهید بطوریکه هوا زیر آن نفوذ نکند.
۱۰. يك لايه كاغذ واتمن روي فيلتر قرار دهید.
۱۱. اطراف آن را با پارافيلم خوب بپوشانید.
۱۲. يك لايه كاغذ صافي و سپس چندین لايه كاغذ خشك كن روي آن قرار دهید بطوري كه مايع را جذب كند.
۱۳. يك صفحه شیشه ای روی آن قرار دهید ویک وزنه ۵۰۰ گرمی روی شیشه مستقر کنید.
۱۴. اطراف تا نك را با نایلون بپوشانید که تبا دل هوا با خارج انجام نگیرد و از تبخیر با فرتا نك ممانعت نماید.

۱۵. برای بافر تا نك از محلول $\text{NaOH } N_{0,4}$ استفاده کنید زیرا برای Nylon بهتر از کاغذ نیتروسلولز میباشد و موجب دناتور شدن و ثابت شدن DNA روی نایلون میشود.
۱۶. مدت ۲۴-۴ ساعت در هوای اتاق قرار دهید.
۱۷. نایلون را خارج کرده و با $\text{SSC } X_2$ بشوئید تا ذرات ژل از روی آن حذف شوند.
۱۸. وقتی نایلون هنوز نمدار است DNA را با دستگاه UV crosslinker روی آن ثابت کنید.

Pre hybridization (دات بلات یا ساترن بلات)

۱. غشارا داخل کیسه پلاستیکی (bag Hybridization) قرار داده و مقدار $20 \text{ ml}/100 \text{ cm}^2$ محلول Prehybridization داخل کیسه ریخته و سپس آن را خوب درز گیری کنید بطوری که مایع از آن نفوذ نکند (seal شود).
۲. مدت ۲-۱/۵ ساعت در 42°C درجه قرار دهید (برای ریوپروب حرارت 50°C درجه در نظر گرفته شود)
۳. پروب را مدت ۵ دقیقه در آب جوش قرار داده تا دناتور شود
۴. بلافاصله روی یخ حاوی نمک قرار دهید.
۵. یکی از گوشه های کیسه پلاستیکی حاوی nylon را بریده و آن را روی کاغذ خشک کن قرار داده و با چرخاندن یک مداد یا میله شیشه ای گرد روی آن ، محلول Prehyridization را از آن خارج کنید.
۶. مقدار $2,5 \text{ ml}/100 \text{ cm}^2$ پروب مخلوط شده با محلول Hybridization وارد کیسه کنید.
۷. هوای آن را خارج کرده دوباره آن را seal کنید.

۸. مدت يك شب آن را در ۴۲ درجه قرار دهید. (براي ريبوپروب ۵۰.درجه).

Post hybridization

۱. نایلون را از کیسه خارج کنید.
۲. مدت ۵ دقیقه بامحلول ۲% SDS , 1% XSSC همراه shaking در حرارت اطاق نایلون را بشوئید.
۳. مدت ۱۵ دقیقه بامحلول ۲% SDS , 1% XSSC آن را یشوئید (RT)
۴. مدت ۳۰ دقیقه بامحلول ۲% SDS , 1% XSSC در ۶۵ درجه شستشو دهید.
۵. Detection آن شبیه پروب انجام میگیرد.

هیبریدیزاسیون با Riboprobe

۱. مراحل blot Dot یا blot Southern شبیه DNA پروب انجام میگیرد.
۲. دمای Hybridization را ۵۰ درجه در نظر بگیرید.
۳. بهتر است پروب (RNA) را هنگام استفاده مدت ۵ دقیقه در آب جوش قرار دهید تا چنانچه RNA دایره (Loop) تشکیل داده است باز شود.
۴. مراحل شستشو و Detection نیز شبیه DNA انجام میگیرد.
۵. باید دقت نمود که حین پروسه کار Rnase وارد محیط نشود و از تماس دست یا با وسایل کار و نمونه خودداری شود.
۶. حتماً از دستکش استفاده کنید

۷. وسایل شیشه‌ای، تیپها و محلول‌ها را باید از آلوده شدن با RNase محافظت نمود.
۸. مواد و وسایل کار با RNA باید از وسایل و مواد دیگر جدا باشند. وسایل شیشه‌ای بعد از شستشو با ۱٪ DEPC در محلول ۳۰٪ DEPC شناور شوند و سپس اتوکلاو کردند و بعد از آن بمدت ۳ ساعت در ۲۵۰ درجه قرار گیرند.
۹. تیپها، لوله‌های سانتریفیوژ و لوله‌های فالکن فاقد RNase میباشند ولی با یداتوکلاو شوند.
۱۰. DEPC ماده مهار کننده غیر اختصاصی ریبونوکلاز میباشد که با آدنین موجود در RNA واکنش میدهد.

تهیه Deionized formamide

یکی از مشکلات در hybridization Riboprobe تجزیه شدن RNA توسط آلوده کننده‌ها می‌باشد. Formamide میباید برای جلوگیری از این عمل باید فرماید دیونیزه شود.

روش کار:

۱. برای دیونیزه کردن فرماید احتیاج به رزین (Ionexchanger) میباشد. از کاتیون (Carboxymethyl) و آنیون (Diethylaminoethyl) DEAE استفاده میشود.
۲. کاتیون و آنیون (از هر کدام ۵ گرم) جداگانه بایک لیتر آب Equilibrate میشوند. بعد از مخلوط شدن محلول ابری مانند تشکیل میگردد. این محلول را با دستگاه فیلتراسیون در خلا فیلتر (کاغذ صافی واتمن) کرده تا آب رزین خارج شده و رزین روی فیلتر باقی بماند و خشک شود سپس با یک لیتر فرماید ۳۰ دقیقه روی همزن میچرخد تا خوب مخلوط شود. محلول دو باره با

دستگاه فیلتراسیون در خلا با کاغذ صافی واتمن فیلتر میشود بطوری که یک محلول صاف تشکیل میگردد. این محلول Formamide Deionized در یخچال نگهداری میشود.

طرز تهیه بافرها:

الف) بافرهای Detection (ظهور) :

۱- بافر I:

Tris (PH:7.5) 100mM NaCl 500mM

۲- بافر II :

BSA (blocking reagent) 1-3% که در بافر I ۶۵ درجه حرارت داده میشود تا حل شود

۳- بافر III:

Tris (pH:9.5) 100mM

NaCl 100mM

MgCl₂ 50mM

ب) بافرهای Hybridization :

۱- بافر Pre hybridization :

50% Deionized formamide

5X	SSC
5X	Denhardtts
50mM	hosphate buffer
125mg/ml	SS DNA

٢- بافر Hybridization :

50%	Deionized formamide
5X	SSC
1X	Denhardtts
20mM	Phosphat buffer
25mg/ml	SS DNA
10%	Dextran sulfate

٣- محلول Denhardtts :

1%	BSA
1%	Ficoll

1% Polyvinyl pyrolidone

٤- بافر 20X SSC :

3M NaCl

3M Na Citrate

pH: 7